



德国 MERCK 作为化学试剂的开创者，德国 MERCK 一直以来其稳定可靠的质量和多达 2 万以上的试剂种类赢得众多用户的信赖。如今 MERCK 已来到中国，设立现货仓库，以可接受的价格提供中国用户世界一流的化学试剂和消耗品。

德国 MERCK 作为化学试剂的开创者，德国 MERCK 一直以来其稳定可靠的质量和多达 2 万以上的试剂种类赢得众多用户的信赖。如今 MERCK 已来到中国，设立现货仓库，以可接受的价格提供中国用户世界一流的化学试剂和消耗品。德国 MERCK 作为化学试剂的开创者，德国 MERCK 一直以来其稳定可靠的质量和多达 2 万以上的试剂种类赢得众多用户的信赖。如今 MERCK 已来到中国，设立现货仓库，以可接受的价格提供中国用户世界一流的化学试剂和消耗品。

通用化学试剂——更多的选择

日常分析必不可少的酸，碱，盐，溶剂等常规试剂的品质是分析准确的基础

MERCK 提供更多的纯度和包装种类选择

液相色谱溶剂

已经过 0.2 微米的滤膜过滤，开瓶即用

纯度高，杂峰少，延长色谱柱的使用寿命

2.5L 和 4L 包装，大量现货供应

Titrisol 当量浓缩液——2 分钟配置一瓶当量溶液的好办法

仅需将安培瓶中的浓缩液充入容量瓶中，加满蒸馏水即可

省确烦琐的称量，溶解，稀释，标定

体积小，保质长期（3 年）

价格低廉，提供质量证书

PH 缓冲液——预制备，浓缩液和胶囊

CertiPur 缓冲液，无须制备，直接使用

Titrisol 浓缩液，稀释至 500ml 使用，储运方便，保质长期

价格低廉，提供质量证书

PH 缓冲胶囊，一粒制备 100ml，无保质期限制

标准品——MERCK 是当之无愧的标准品大全

原子吸收，ICP，气相色谱，离子色谱

多种包装和级别供选择，提供分析证书

提供痕量分析所需的溶剂，消解试剂

KF 试剂

提供容量法和库仑法，有吡啶和无吡啶试剂/溶剂

容量法和库仑法标准水样

KF 容量法测试盒，0.001 至 5%，现场测定

手洗、机洗清洗液

彻底清除残留，杜绝分析隐患

不含氯，无刺激气味，不危害健康

浓缩配方，特别经济实惠，用自来水稀释即可制备

可用于多种难以清洗的场合（如重油、石膏、血迹等）

t 可用于超声波清洗

微生物分析

干粉培养基、颗粒状溶解更快

一次性培养皿，移液管，灭菌手套

便捷的细菌总数测试条

空气浮游菌采样器

色谱消耗品 色谱溶剂：甲醇，乙腈，四氢呋喃等低价销售

色谱卡套柱，传统柱，预柱 薄层层析板，硅胶通用化学试剂——更多的选择 日常分析必不可少的酸，碱，盐，溶剂等常规试剂的品质是分析准确的基础

北京新敏兴业环境科技发展有限公司 地址：北京市石景山区玉泉西里远洋山水 4 号楼首层 2-102 号

BEIJING NEWAGILE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD .

电话：010-88685781/2 传真：010-88685783 网址：www.bjxmy.com 邮箱：market@bjxmy.com