



DURAN GROUP

magic of precision

危险品安全盖 DG safety cap

专业处理危险液体
达到最好的安全性



连接系统 提供最大限度的安全

DG安全盖是高质量, 灵活的连接系统, 特别为处理危险和容易蒸发液体而设计.

有1, 2或3个连接口可选, 还可以提供有活塞的型号, DG安全盖特别适用于制药和化工应用.

- 没有危险气体排出
- 没有松脱的管
- 没有由于蒸发损失物质
- 清洗的工作环境

安全盖包括 - V-形密封环(内径32mm), 可以直接使用; V-形密封环还可选配2根外管(1.6和2.3mm外部直径) 可适合不同的应用.



即兴创作可以是危险的!

是不是有点相悉?也许由于时间紧急, 也尝试过即兴创作, 但是它可能形成严重的风险.

- 可能产生有害气体
- 实验室瓶和设备被污染
- 管道松开
- 丢失有用的物质
- 空气被吸入
- 过程被中断
- 更换容器成为一个危险程序

安全主管的告戒!

使用不正当的连接会危及人和环境. 使用因时地利的方法是费时, 不精确和不化算的. 伤害的风险常常地被低估.



球興儀器行有限公司
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

• www.kouhing.com •

香港
电话: +852 2391 7783 / 3123 6000
传真: +852 2789 2068 / 2787 0418
电邮: info@kouhing.com

广州
电话: (020) 3766 3378
传真: (020) 3766 3285
电邮: guangzhou@kouhing.cn

上海
电话: (021) 5830 3720
传真: (021) 5830 3680
电邮: shanghai@kouhing.cn

北京
电话: (010) 8262 5269
传真: (010) 6513 2015
电邮: beijing@kouhing.cn

厦门
电话: (0592) 2187 237
传真: (0592) 2181 270
电邮: xiamen@kouhing.cn

安全, 专业的方法

使用灵活的DG安全盖在实验室瓶上, 可以安全地和干净地转移危险液体.

额外的好处:

DG安全盖也可利用活塞, 排空时可以防止排泄被空气阻塞. 活塞减少了物质的流失和防止污染, 使DG安全盖特别适合HPLC的应用.



好处一览

- DG安全盖中有一个“不转动盖”当更换容器时不会转动已经固定的管.
- 空气活门使用PTFE膜过滤器(孔径大小1um)可防止气体的排放同时使压力保持平衡.
- 高度抗化PTFE材料使DG安全盖特别适用于危险的溶剂.
- DG安全盖除了用于GL45螺纹之外, 也可用于标准磨口NS 29/32的瓶子.
- 或者, 加适配器用于GL40, GL38 和 GL32 螺纹的瓶子.
- DG安全盖功能上支持化工行业上的责任关怀行动.



球興儀器行有限公司
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

• www.kouhing.com •

香港
电话: +852 2391 7783 / 3123 6000
传真: +852 2789 2068 / 2787 0418
电邮: info@kouhing.com

广州
电话: (020) 3766 3378
传真: (020) 3766 3285
电邮: guangzhou@kouhing.cn

上海
电话: (021) 5830 3720
传真: (021) 5830 3688
电邮: shanghai@kouhing.cn

北京
电话: (010) 8262 5269
传真: (010) 6513 2015
电邮: beijing@kouhing.cn

厦门
电话: (0592) 2187 237
传真: (0592) 2181 270
电邮: xiamen@kouhing.cn

HPLC的应用,我们推荐经 TUV 认可的 Duran® Pressure Plus实验室瓶. 瓶子经特别设计根据 ISO4796 可以抵抗从-1至+1.5bar的压力. 并且跟从EN 1595保证,证明安全.



存放安全

DG安全废物盖是非常适合用于收集和存放实验室废液. 可选不同的连接口和活性炭过滤器, 增加化验员的安全.

- 无溢出收集已使用被污染的媒体
- 活性炭过滤器防止有害气体的排出
- 提供2个设计
- 额外的连接口可加活性炭过滤器和泄漏管.



球興儀器行有限公司
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

• www.kouhing.com •

香港
电话: +852 2391 7783 / 3123 6000
传真: +852 2789 2068 / 2787 0418
电邮: info@kouhing.com

广州
电话: (020) 3766 3378
传真: (020) 3766 3285
电邮: guangzhou@kouhing.cn

上海
电话: (021) 5830 3720
传真: (021) 5830 3609
电邮: shanghai@kouhing.cn

北京
电话: (010) 8262 5269
传真: (010) 6513 2015
电邮: beijing@kouhing.cn

厦门
电话: (0592) 2187 237
传真: (0592) 2181 270
电邮: xiamen@kouhing.cn

订货资料

描述	容量 ml	直径 mm	高度* mm	包装 数量	货号
DURAN Pressure Plus 实验室瓶 GL45, 透明	250	70	138	10	1092234
DURAN Pressure Plus 实验室瓶 GL45, 透明	500	86	176	10	1092235
DURAN Pressure Plus 实验室瓶 GL45, 透明	1000	101	225	10	2181054
DURAN Pressure Plus 实验室瓶 GL45, 茶色	250	70	138	10	1094367
DURAN Pressure Plus 实验室瓶 GL45, 茶色	500	86	176	10	1094368
DURAN Pressure Plus 实验室瓶 GL45, 茶色	1000	101	225	10	2181654

*不包括盖

描述	包装 数量	货号
DG安全盖I(1个接口)	1	1168401
DG安全盖II(2个接口)	1	1168402
DG安全盖III(3个接口)	1	1168413
DG安全盖I(1个接口)有活塞	1	1168414
DG安全盖II(2个接口)有活塞	1	1168415
DG安全盖III(3个接口)有活塞	1	1168416
DG安全盖用于 NS29/32	1	1168417
DG废物盖 GL45	1	1168418
DG废物盖 GL45带泄漏管	1	1168420
活性炭过滤器, 24g	1	1168443
活性炭过滤器, 48g	1	1168432
接管 PP (配件)	12	1168427
DG安全盖透气口 PC (配件)	1	1168430
螺纹适配器 PTFE GL40/GL45	1	1168444
螺纹适配器 PP GL40/GL45	1	1168445

描述	包装 数量	货号
螺纹适配器 PTFE GL38/GL45	1	1168446
螺纹适配器 PP GL38/GL45	1	1168447
螺纹适配器 PTFE GL32/GL45	1	1168448
螺纹适配器 PP GL32/GL45	1	1168449
螺纹接头 UNF 1/4"	10	1168428
套圈 ID=1.6mm, PTFE	10	1168421
套圈 ID=2.3mm, PTFE	10	1168422
套圈 ID=3.2mm, PTFE	10	1168423
接管有套圈 (1.6mm) PTFE	10	1168424
接管有套圈 (2.3mm) PTFE	10	1168425
接管有套圈 (3.2mm) PTFE	10	1168426
PP 接管工具	1	1168451
PTFE 接管工具	1	1168450
螺纹接头 NPT 1/8" 用于泄漏管	1	1168429
透气口过滤器 1um PTFE滤膜	1	1168431



 **球興儀器行有限公司**
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

• www.kouhing.com •

香港	广州	上海	北京	厦门
电话:+852 2391 7783 /3123 6000	电话:(020) 3766 3378	电话:(021) 5830 3720	电话:(010) 8262 5269	电话:(0592) 2187 237
传真:+852 2789 2068 /2787 0418	传真:(020) 3766 3285	传真:(021) 5830 3688	传真:(010) 6513 2015	传真:(0592) 2181 270
电邮:info@kouhing.com	电邮:guangzhou@kouhing.cn	电邮:shanghai@kouhing.cn	电邮:beijing@kouhing.cn	电邮:xiamen@kouhing.cn